



Verdunstungsfallen Genaues Prüfen von Pipetten

Nutzen Sie Ihre Waage zum Testen von Pipetten



Für Genaue Pipetten
Lassen Sie die Genauigkeit Ihrer gravimetrischen Tests nicht durch Wasserverdunstung beeinträchtigen!



Nutzen Sie Ihre Waage
Montieren Sie einfach die Verdunstungsfalle auf Ihre Waage, um in Sekunden ein perfektes Prüfsystem zu erhalten.



Testen Sie Ihre Pipetten
Das ergonomische Design ermöglicht müheloses Pipettieren.



Rückführbare Daten
Die Calibry Software verwaltet Ihre Kalibrierungsdaten und stellt eine vollständige Rückverfolgbarkeit sicher.

Übersicht Verdunstungsfallen

Verdunstungsfallen für XP Mikrowaagen

Teil	Verdunstungsfall mikro
Volumen Pipetten	≥1 µl
Waagen	XP56, XP26
Volumen Verdunstungsfall	10 ml
Bestell-Nr.	11140041



Nennvolumen der zu prüfenden Pipette (V)	Waagenauf-lösung (mg)	ISO-Empfehlungen für die Pipettenkalibrierung
$1 \mu\text{l} \leq V \leq 10 \mu\text{l}$	0,001	Für jedes zu prüfende Pipettenvolumen legt die ISO-Norm 8655 die erforderliche Lesbarkeit und Genauigkeit der zu verwendenden Waage fest. Die Norm empfiehlt zusätzlich die Verwendung eines optimierten Messgefässes für Volumen unter 50 µl.
$10 \mu\text{l} < V \leq 100 \mu\text{l}$	0,01	
$100 \mu\text{l} < V \leq 1000 \mu\text{l}$	0,1	
$1 \text{ ml} < V \leq 10 \text{ ml}$	0,1	
$10 \text{ ml} < V \leq 200 \text{ ml}$	1	

Verdunstungsfallen für XP/XS Analysenwaagen

Teil	Verdunstungsfall	Verdunstungsfall gross
Volumen Pipetten	>10 µl	>10 µl
Waagen	XP/XS Analysenwaagen	XP/XS Analysenwaagen
Volumen Verdunstungsfall	6 / 20 ml	100 ml
Bestell-Nr.	11140043	11138440



Absaugpumpe
zum Absaugen von Testwasser
11138268



Pipettenkalibrierung Software

Teil	Calibry Light	Calibry Einzelplatzversion	Calibry Netzwerk	Calibry Validierungshandbuch
Bestell-Nr.	11138423	11138419	11138420	11780959



Mettler-Toledo AG
 Laboratory & Weighing Technologies
 CH-8606 Greifensee, Schweiz
 Tel.: +41 44 944 22 11
 Fax: +41 44 944 30 60

Technische Änderungen vorbehalten
 © 11/2009 Mettler-Toledo AG
 Gedruckt in der Schweiz 11796333
 Global MarCom Greifensee

www.mt.com/EvaporationTraps

Für weitere Informationen